










medAspis – Fehlermeldungen

Folgende Auswahl der gängigsten Fehlermeldungen erschienen im Control Panel und auf dem Speed Scanner.

<p> Positive Rückmeldungen</p> <p>ausgeführt gescannt</p>	<p>Operation erfolgreich ausgeführt Der Code wurde gescannt und erfasst.</p>
<p> Codierfehler</p> <p>Seriennummer nicht gefunden Falsche Charge Falsches Verfalldatum</p>	<p>Seriennummer nicht gefunden. Die Chargen-Nummer ist falsch Das Verfalldatum ist falsch</p>
<p> Reaktivierungsfehler</p> <p>Unerlaubte Reaktivierung Reaktivierung verpasst Reaktivierung falscher User Reaktivierung fehlgeschlagen</p>	<p>Reaktivierung mit einer unerlaubten Operation Reaktivierung fehlgeschlagen, Zeit überschritten Reaktivierung fehlgeschlagen. Abmeldung durch jemand anderen Status kann nicht rückgängig gemacht werden</p>
<p> Doppel-Abmeldungsfehler</p> <p>inaktiv bereits inaktiv bereits abgemeldet, exportiert bereits exportiert bereits vernichtet</p>	<p>Die Packung wurde bereits deaktiviert Die Packung wurde bereits deaktiviert Die Packung ist bereits abgemeldet, exportiert oder vernichtet. Diese Packung wurde bereits exportiert Die Packung wurde bereits vernichtet</p>
<p> Musterpackung, Rückruf, gesperrt, neu verpackt, abgelaufen, gestohlen, etc.</p> <p>gesperrt Musterpackung gestohlen Ärztmuster Rückruf abgelaufen nicht verkehrsfähig neu verpackt</p>	<p>Diese Packung ist für den Verkauf gesperrt Diese Packung ist eine Musterpackung Diese Packung wurde als gestohlen markiert Diese Packung ist eine Musterpackung Diese Packung wurde zurückgerufen Diese Packung hat das Verfalldatum erreicht. Diese Packung ist nicht mehr verkehrsfähig. Diese Packung wurde neu verpackt</p>
<p> Temporäre Systemfehler</p> <p>securPharm Fehler Falscher Produktcode-Schlüssel</p>	<p>Unerwarteter securPharm Fehler. SPÄTER VERSUCHEN Der Produktcode-Schlüssel ist falsch (GTIN oder PPT erwartet)</p>
<p> Allgemeine Fehler</p> <p>unbekannt Produktcode nicht verfügbar Charge falsch codiert Verfalldatum falsch Seriennummer zu lang Unerlaubte Operation</p>	<p>Der Status dieser Packung ist unbekannt Der Produktcode ist im 2D Matrixcode nicht verfügbar Die Charge ist im 2D Matrixcode falsch codiert Das Verfalldatum im 2D Matrixcode ist falsch Die Seriennummer im 2D Matrixcode ist zu lang Unerlaubte Operation für Apotheken</p>
<p> Doppel Dispense Erkennung</p> <p>bereits abgegeben</p>	<p>Die Packung hier wurde bereits abgegeben dto. für bereits vernichtet, bereits exportiert, bereits gesperrt, etc.</p>
<p> Kein FMD</p> <p>Kein FMD Code</p>	<p>Kein FMD Code. Bitte prüfen ob ein anderer Code existiert</p>