

## medAspis – Mensajes de Alerta.

selección de los mensajes de error más comunes que aparecen en el panel de control y en el escáner de alta velocidad.

- ✓

**Respuesta positiva**

Activo  
confirmado  
escaneado

Este envase está disponible para ser dispensado.  
Procesado satisfactoriamente.  
El código está escaneado y almacenado
- ✗

**Códigos de alerta**

Nº serie desconocido  
Lote desconocido.  
Nº lote erróneo  
Fecha caducidad errónea

Número de serie no reconocido.  
Lote desconocido.  
El número de lote no coincide con el número de serie del envase.  
La fecha de caducidad no coincide con el número de lote.
- ✗

**Alertas de reactivación**

Tiempo excedido  
Reactivación por usuario incorrecto  
Reactivación no permitida  
Reactivación no permitida

Se superó el periodo de tiempo para deshacer  
Deshacer solo puede ser ejecutado por el mismo usuario  
El estado actual del envase no coincide con la acción de deshacer (los estados configurar y des  
El intento de deshacer no coincide con el estado del envase.
- ✗

**Alertas de doble dispensación**

Inactivo  
Suministrado  
Ya inactivo  
Ya inactivo  
Ya inactivo

Este envase ya está inactivo  
Este envase se ha suministrado  
Este envase ya está inactivo.  
Este envase ya está dispensado, exportado, o destruido  
Este envase ya está inactivo.
- ✗

**Muestra, bloqueado, exportado, robado, retirado, etc.**

Destruído  
Bloqueado  
Exportado  
Muestra  
Robado  
Muestra gratuita  
Retirado  
Caducado  
Retirado  
Reenvasado

Este envase ya se ha destruido  
Este envase está bloqueado para la venta  
Este envase está exportado  
Este envase es una muestra  
Este envase está marcado como robado  
Este envase es una muestra gratuita  
Este envase ha sido retirado del mercado  
Este envase está caducado  
Este envase está retirado  
Este envase ha sido reempaquetado
- ✗

**Alertas generales**

Error general  
Desconocido  
Producto desconocido  
Doble escaneo

Ha ocurrido un problema técnico  
El estado de este envase es desconocido  
Código de producto desconocido  
Doble escaneo
- ✗

**Alertas de registro**

Alta no válida  
Usuario bloqueado  
Usuario bloqueado  
Contraseña caducada  
Condiciones generales no aceptadas

El usuario o la contraseña introducida no coincide.  
El usuario está bloqueado, el acceso no es posible.  
Alcanzado máximo número de intentos de acceso fallidos. Cuenta bloqueada.  
La contraseña introducida ha caducado o es una contraseña inicial.  
Los términos y condiciones no fueron aceptados en el plazo permitido.
- x2

**Reconocimiento de doble escaneo**

Dispensado aquí

Este envase ya se ha dispensado aquí  
lo mismo para destruido, bloqueado, exportado, muestra, etc.
- i

**No DFM**

No DFM

Este código no pertenece a la DFM. Compruebe si existe otro código.